



GEL RECTAL 

Proctoial[®] es un producto sanitario que contiene ácido hialurónico con peso molecular alto, MSM y Tea Tree Oil en un gel fresco para la aplicación en la mucosa rectal.

El ácido hialurónico es un polisacárido formado por glicosaminoglicanos de cadena no ramificada que está ampliamente presente en el tejido conectivo y desempeña un papel especialmente importante en la reparación de tejidos, ya que acelera y modula los procesos de epitelización tras lesiones de diferente origen restableciendo el tono y la elasticidad de los tejidos. Su uso resulta especialmente útil en enfermedades como las hemorroides, donde cede una parte del revestimiento del canal anal debido a la debilitación del tejido conectivo de sostén.

MSM es una sustancia natural presente tanto en los vegetales como fisiológicamente en el organismo humano, dotada de poder antioxidante y capaz de mejorar los efectos del ácido hialurónico.

El Tea Tree Oil es el aceite esencial de *Melaleuca alternifolia* y contribuye a mantener bajo control el microambiente de la zona lesionada favoreciendo los efectos del ácido hialurónico.

La aportación de ácido hialurónico exógeno a nivel de la mucosa rectal representa una forma no farmacológica de tratamiento del síndrome hemorroidal, ya que, a través de sus características físico-químicas, facilita el desarrollo de los procesos reparativos estableciendo las condiciones perfectas para la acción de los elementos destinados a la nueva formación de tejidos.

Su acción se refuerza con la presencia de aceite del árbol del té y de MSM.

Proctoial[®] se ha formulado utilizando una matriz hidrocélulósica y copolimérica para favorecer una alta bioadhesión a la mucosa rectal, formando una eficaz barrera de protección de la zona lesionada o inflamada. Este efecto local es especialmente útil, por ejemplo, en caso de rágades (fisuras) anales en las que una barrera protectora puede dar alivio al dolor provocado por el paso de las heces con su contenido de agentes irritantes.

Además, el ácido hialurónico exógeno contenido en **Proctoial**[®] desempeña una acción lubricante que reduce el riesgo de irritaciones, picor y escozor y, por tanto, la formación de lesiones por roce que agudicen la patología.

Proctoial[®] se puede asociar beneficiosamente al tratamiento quirúrgico de las hemorroides y las rágades (fisuras) anales.

Composición

Aqua, Sorbitol, Propylene Glycol, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Methylsulfonylmethane (MSM), Benzyl alcohol, Sodium Hyaluronate, PVM/MA Copolymer, Tea Tree Oil (*Melaleuca alternifolia* oil), Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Disodium EDTA.

Indicaciones

Proctoial[®] está indicado en los procesos reparativos ano-rectales como en el caso de hemorroides y rágades (fisuras) anales. Para favorecer y acelerar la cicatrización de lesiones o traumas consiguientes al tratamiento quirúrgico de las hemorroides y de las rágades (fisuras) anales. Proctitis. Picor y escozor anal.

Instrucciones de uso

Destornillar el tapón, romper el sello de seguridad con la parte trasera del tapón y enroscar la cánula endorrectal dotada de capuchón protector en el cuello del tubo mismo.

Quitar el capuchón y apretar hasta llenar la cánula, haciendo salir una pequeña cantidad de producto para lubricar la cánula.

Introducir con delicadeza la cánula en el recto.

Apretar de nuevo el tubo hasta introducir una cantidad de producto suficiente.

Aplicar **Proctoial**[™] también en la zona externa.

Después de usar, limpiar con cuidado la cánula y volverla a tapar con el capuchón.

Frecuencia de uso

Para aplicaciones perianales o endorrectales. Aplicar **Proctoial**[®] de dos a tres veces al día y, cuando sea posible, después de cada evacuación. Seguir aplicando durante 1-2 semanas hasta que los síntomas desaparezcan.

No superar la frecuencia de uso indicada sin el consejo del médico.

Precauciones de uso

Se recomienda lavar minuciosamente las zonas afectadas antes de la aplicación.

Después de la aplicación, se recomienda evitar la evacuación durante al menos 20-30 minutos para no provocar una eliminación precoz de **Proctoial**[®]. Si resulta imposible, se recomienda repetir la aplicación después de la evacuación y de lavar minuciosamente las zonas afectadas.

Advertencias

No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

El producto se debe utilizar en un plazo de seis meses desde que se abre por primera vez.

Conservar el producto lejos de fuentes de calor.

No utilizar el producto si en el momento del primer uso el envase externo o el sello de seguridad están dañados.

El uso de los productos para uso tópico, especialmente si se prolonga en el tiempo, puede dar lugar a fenómenos de sensibilización. En ese caso, es necesario interrumpir el tratamiento y consultar con el médico para establecer un tratamiento adecuado.

En caso de sangrado, consultar con el médico antes del uso de cualquier tratamiento. Si después del tratamiento los síntomas persisten consultar con el médico.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Interacciones

Por el momento no se conocen interacciones entre **Proctoial**[®] y fármacos utilizados normalmente en el tratamiento de hemorroides o rágades (fisuras) anales.

Contraindicaciones y efectos colaterales

Hipersensibilidad individual comprobada ante los componentes presentes. Puesto que no hay datos completos disponibles, se recomienda no usar el producto durante el embarazo salvo en casos de necesidad real y bajo el control directo del médico.

Envases

Proctoial[®]: GEL tubo 30 ml CE dotado de un aplicador rectal multiusos CE
0546